

ご注意ください

# 試薬の使用期限が切れていませんか？

arkray

SiLL-Ha paper / シルハペーパー

REF 103968

30回

内容  
[試験紙]  
緩衝能  
ブロムクレゾールグリーン  
ブロムキシレノールブルー  
酸性度  
ブロムデモールブルーナトリウム  
むし検薬  
レサズリンナトリウム  
1-メトキシ-5-メチルフェナジニウムメチルサルフェイト  
白血球  
3-(N-トルエンスルホニル-L-アラニロキシ)インドール  
2-メトキシ-4-(N-モルホリノ) ペンゼンジアゾニウム塩  
タンパク質  
4,5,6,7-テトラクロロ-2',4',5',7'-テトラヨード  
-フルオレセインナトリウム塩  
アンモニア  
ブロムクレゾールグリーン  
[洗口用水]  
[添付文書]

30本

ARKRAY Factory, Inc.  
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi, Shiga 520-3306, JAPAN

ARKRAY Europe, B.V.  
Prof. J.H. Binneveld 2  
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

販売元 アークレイ株式会社  
京都市南区東九条西明田町57 〒601-8045

製造販売元 株式会社 アークレイ ファクトリー  
滋賀県甲賀市甲南町柑子1480 〒520-3306

For Research Use Only / 研究用試薬

2019-11  
使用期限  
LOT  
ST68F04  
製造番号

2019-11  
使用期限  
LOT  
ST68F04  
製造番号

4 987486 017929

ご使用前に、添付文書を必ずお読みください。

MADE IN JAPAN

## ご存知ですか？ 試薬には使用期限がございます！

是非一度お手元の試薬をご確認ください。もし使用期限が切れているものがございましたら、ご使用にならずに**新しい試薬**をご発注いただき、ご使用ください。

※ 試薬の使用期限が切れているものをご使用されると、装置より誤った結果が出力される場合があります。  
また、誤った結果を患者様にお伝えすることにより、トラブルが起こる可能性がございます。

アークレイマーケティング株式会社  
マーケティング本部 事業戦略部  
ヘルスケアチーム 伊藤 将之 (TEL: 050-5527-7700)